

Instructions for use.  
Please read carefully!



## Safety for the denture **Protefix®** **Protefix® Active Cleanser**

**Protefix® Active Cleanser has an antibacterial effect, removes plaque and 99.99\* % of bacteria.**

\*(as per DIN EN 1040)

Scrupulous oral hygiene is required to remove food remnants which settle on the denture in just the same way as on natural teeth. If food remnants get under the denture, they may give rise to painful inflammations since the natural oral flora is disturbed whilst denture are being worn and it is impossible for the oral cavity to clean itself completely. So in this case you should not depend on your toothbrush alone but rather on a good cleaning tablet.

**Protefix® Active Cleanser** is particularly effective in this case since it has both excellent cleaning power and a strong deodorising effect. Due to its make-up **Protefix® Active Cleanser** has sufficient active oxygen to clean the denture independently, thoroughly and quickly without attacking the denture material.

### **Dosage and mode of application:**

Dissolve one **Protefix® Active Cleanser** tablet

in a glass of lukewarm water (100-200 ml, about 35° C) and place the denture or brace immediately in the glass. The denture or brace should be completely covered by the cleaning solution. Clean and fresh in 3 minutes, disinfected in 10 minutes. Cleaning also possible overnight. Remove the denture and rinse well under running water before replacing it in the mouth.

### **Please note the following important advice:**

Apply only outside of the mouth. Avoid contact with eyes. The product should be stored out of the reach of young children. Should a tablet or cleaning solution swallowed by mistake, please immediately seek medical advice. Store in a cool and dry place.

### **Ingredients:**

Potassium Caroate, Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate, Citric Acid, Sorbitol, VP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Aroma, CI 73015.

Date of revision of the text: 11/2013

Distributor:

  
**Queisser**  
PHARMA

Queisser Pharma GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg-Germany  
www.queisser.com

Manufacturer:  
Helago-Pharma GmbH  
An der Schleifmühle 2,  
50374 Erftstadt  
Germany

  
0481



723593 GB/ES

Instrucciones de uso.  
Por favor, lea detenidamente!



## Seguridad para su dentadura. **Protefix®**

### **Protefix®** Limpiador activo

**Protefix®** Limpiador activo tiene un efecto antibacteriano, elimina la placa y el 99,99% \* de las bacterias.

\* (según DIN EN 1040)

La higiene oral es necesaria para eliminar los restos de comida que se depositan sobre la dentadura postiza de la misma manera que en los dientes naturales. Si los restos de comida se quedan bajo la dentadura, pueden dar lugar a dolor e inflamación alterando la flora oral natural, al mismo tiempo que la prótesis se desgasta y se hace imposible que la cavidad oral se limpie completamente. En este caso usted no debe depender solo de su cepillo de dientes sino más bien de una buena tableta limpiadora.

**Protefix®** Limpiador Activo es particularmente eficaz en este caso, ya que tiene un excelente poder limpiador y un efecto desodorante fuerte. Debido a su composición **Protefix®** Limpiador activo tiene suficiente oxígeno activo para limpiar a fondo la dentadura de forma eficaz y rápida sin agredir el material de la dentadura.

#### **Posología y modo de aplicación:**

Disuelva una tableta **Protefix®** Limpiador ac-

tivo en un vaso de agua tibia (100-200 ml, aproximadamente 35° C) coloque la prótesis o dispositivo dental inmediatamente en el vaso. El dispositivo debe estar completamente cubierto por la solución limpiadora. Limpia y refresca en 3 minutos, desinfecta en 10 minutos. La limpieza también es posible durante la noche. Retire la dentadura y enjuáguela bien con agua antes de volver a ponerla en la boca.

#### **Por favor, tenga en cuenta la siguientes indicaciones:**

Aplicar sólo fuera de la boca. Evitar el contacto con los ojos. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. En caso de ingerir por error una tableta o solución limpiadora, por favor consulte inmediatamente con su médico. Conservar en un lugar fresco y seco.

#### **Contenido:**

Caroato de Potasio, Bicarbonato Sódico, Carbonato de Sodio, Ácido Cítrico, Sorbitol, VP/VA Copolímero, Lauril Sulfato de Sodio, Lauril Sulfoacetato de Sodio, Aroma, CI 73015

Fecha de revisión del texto: 11/2013

Distribuidor:

  
**Queisser**  
PHARMA

Queisser Pharma GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg-Germany  
www.queisser.com

Fabricante:  
Helago-Pharma GmbH  
An der Schleifmühle 2,  
50374 Erftstadt  
Germany

  
0481



723593 GB/ES